DODO.

GEBRUIKSAANWIJZING

DODO NEUSSTRIPS · MODEL G-NSL · 30 STRIPS PER ZAKJE

01

WAARVOOR IS HET BEDOELD?

DoDo Neusstrips zijn zelfklevende neusstrips voor eenmalig gebruik, bedoeld voor uitwendig gebruik op de neus. In de strip zitten flexibele veertjes die willen terugveren naar een rechte vorm. Daardoor tillen ze de zijkanten van de neus licht op, blijven de neusgaten meer open en wordt ademen door de neus makkelijker. De strip werkt mechanisch en bevat geen geneesmiddel.

02

ZO GEBRUIK JE DE STRIP

1

Schoon en droog

Was je neus en droog hem goed af. Gebruik geen crème, make-up of olie op de plek waar de strip komt.

2

Plak op de neusbrug

Haal de folie van de strip. Plaats de strip midden op je neus, net boven de neusvleugels.

3

Druk aan en adem

Druk de uiteinden zacht aan, zodat ze goed vastzitten. De veertjes tillen je neus licht op en je ademt vrijer.

4

Verwijderen

Haal de strip na gebruik langzaam en voorzichtig los en gooi hem weg. Gebruik één strip per keer.

DRAAGTIJD
12 UUR

Je kunt een strip tot ongeveer 12 uur dragen, bijvoorbeeld een hele nacht.

03

BEWAREN EN AFVOEREN

- Bewaar de strips in het goed gesloten zakje op een droge plaats bij kamertemperatuur, uit direct zonlicht.
- De houdbaarheidsdatum staat op het zakje (EXP).
- Gooi gebruikte strips weg met het restafval.

04

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

- **Eenmalig gebruik.** Gebruik een strip niet opnieuw: hij plakt dan minder goed en is minder hygiënisch.
- Plak de strip niet op beschadigde, geïrriteerde, ontstoken of gevoelige huid, en niet op een wondje.
- Bij roodheid, jeuk, irritatie of een allergische reactie: haal de strip weg en stop met gebruiken. Raadpleeg zo nodig een arts.
- Gebruik de strips niet als het zakje of een strip zichtbaar beschadigd is.
- Alleen voor uitwendig gebruik. Niet inslikken. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Heb je langdurig een verstopte neus, moeite met ademen of worden je klachten niet beter? Ga dan naar een arts. De strip vervangt geen medisch advies.
- **Ernstig voorval?** Is er een ernstig incident gebeurd met dit hulpmiddel? Meld dat aan DoDo en aan de bevoegde autoriteit in jouw land (Nederland: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ. België: FAGG).

05

PRODUCTGEGEVENS

PRODUCT	DoDo Neusstrips, model G-NSL, 30 strips per zakje
FABRIKANT	Henan Geesion Medical Devices Co., Ltd, Zhengzhou, China
EU-VERTEGENWOORDIGER	SUNGO Europe B.V., Capelle aan den IJssel, Nederland
IMPORTEUR	DoDo B.V., Hoofdweg Zuid 30, 4574 RX Zuiddorpe, Nederland
REGELGEVING	Medisch hulpmiddel klasse I, CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2017/745 (MDR)
VERSIE	v1.0

Op het zakje: EXP = houdbaar tot (jaar-maand). LOT = batchcode, noem die bij vragen of klachten. MD = medisch hulpmiddel.