DODO.

MODE D'EMPLOI

BANDELETTES NASALES DODO · MODÈLE G-NSL · 30 BANDELETTES PAR SACHET

01

USAGE PRÉVU

Les bandelettes nasales DoDo sont des bandelettes autocollantes à usage unique, destinées à une utilisation externe sur le nez. Elles contiennent de petits ressorts souples qui reprennent une forme droite. Ils soulèvent ainsi légèrement les côtés du nez, les narines restent plus ouvertes et respirer par le nez devient plus facile. La bandelette agit de façon mécanique et ne contient aucun médicament.

02

COMMENT L'UTILISER

1

Propre et sec

Lavez-vous le nez et séchez-le bien. N'appliquez ni crème, ni maquillage, ni huile à l'endroit où la bandelette sera posée.

2

Collez sur l'arête du nez

Retirez le film de protection. Placez la bandelette au milieu du nez, juste au-dessus des ailes du nez.

3

Appuyez et respirez

Appuyez doucement sur les extrémités pour qu'elles adhèrent bien. Les ressorts soulèvent légèrement votre nez et vous respirez plus librement.

4

Retirer

Après utilisation, retirez la bandelette lentement et avec précaution, puis jetez-la. Utilisez une seule bandelette à la fois.

DURÉE DE PORT

12 H

Vous pouvez porter une bandelette jusqu'à environ 12 heures, par exemple toute une nuit.

03

CONSERVATION ET ÉLIMINATION

- Conservez les bandelettes dans le sachet bien fermé, dans un endroit sec à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- La date de péremption figure sur le sachet (EXP).
- Jetez les bandelettes usagées avec les déchets ménagers.

04

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **Usage unique.** Ne réutilisez pas la bandelette : elle colle moins bien et c'est moins hygiénique.
- Ne l'appliquez pas sur une peau abîmée, irritée, enflammée ou sensible, ni sur une plaie.
- En cas de rougeur, de démangeaisons, d'irritation ou de réaction allergique : retirez la bandelette et arrêtez de l'utiliser. Consultez un médecin si nécessaire.
- N'utilisez pas les bandelettes si le sachet ou une bandelette est visiblement abîmé.
- Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Nez bouché de longue durée, difficultés à respirer ou symptômes qui ne s'améliorent pas ? Consultez un médecin. La bandelette ne remplace pas un avis médical.
- **Incident grave ?** Si un incident grave s'est produit avec ce dispositif, signalez-le à DoDo et à l'autorité compétente de votre pays (Belgique : AFMPS. Pays-Bas : Inspection de la santé et de la jeunesse, IGJ).

05

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PRODUIT	Bandelettes nasales DoDo, modèle G-NSL, 30 bandelettes par sachet
FABRICANT	Henan Geesion Medical Devices Co., Ltd, Zhengzhou, Chine
REPRÉSENTANT UE	SUNGO Europe B.V., Capelle aan den IJssel, Pays-Bas
IMPORTATEUR	DoDo B.V., Hoofdweg Zuid 30, 4574 RX Zuiddorpe, Pays-Bas
RÉGLEMENTATION	Dispositif médical de classe I, marquage CE conforme au Règlement (UE) 2017/745 (MDR)
VERSION	v1.0

Sur le sachet : EXP = à utiliser avant (année-mois). LOT = code de lot, à indiquer en cas de question ou de réclamation. MD = dispositif médical.